

2. Kopya

FORSEPS YÖNTEMLİ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NO:8

- 1- Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren perkütan trakeostomiye özel bir forseps aracılığıyla yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Forseps tekrar kullanılabilirdir.
- 3- Forsepsin atravmatik forseps ayakları olmalı ve forsepsin ucu içinden guide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış oluk olmalıdır.
- 4- Forseps farklı boyda trakeostomi kanüllü setler kullanılabilirdir.
- 5- Forsepsli ve forsepsiz set seçenekleri mevcut olmalıdır.
- 6- Forsepsli setleri bulunan ünitelerin kullanacağı forsepsiz setlerde bu teknikle kullanılan setlerle aynı malzeme (forseps hariç) ve paketlemeye sahip olmalıdır.
- 7- Set içinde; bistüri, enjektör, 14G intravenöz kanül, kılavuz tel, tek dilatatör, trakeostomi kanülü ile bağı ve forsepsli setlerde özel forseps bulunmalıdır.
- 8- Set içindeki özel kılavuz tel teflon kaplı olup travmaya sebep olmaması için j uçlu olmalıdır.
- 9- Tek dilatatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.
- 10- Setin içinde, özel olarak bu set için tasarlanmış olan obturatoru delik olan kafli trakeostomi kanülü bulunmalıdır.(istenilen set miktarının yarısı kadar sayıda çift kafli kanül, diğer yarısı kadar subglottik aspirasyon kanallı kanül verilmelidir)
- 11- Setlerdeki trakeostomi kanülleri 8 numara olmalıdır.
- 12- Tüm forsepsli ve forsepsiz setler steril ve tekli paketlerde bulunmalıdır. Kutu üzerinde son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 13- Her 10 adet set için 1 adet forseps bölüme verilmelidir.(metal, sterilize edilebilir)

Uzm. Dr. Saniyya MAMMADOVA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Hastalıklar A.B.D.
Güvenli Bakım
Dip. No: 017369 Tesc. No:704563

Prof. Dr. Lale KARAVIYIK
T.C. Gazi Üniversitesi
Genel Hastalıklar A.B.D.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 017369 Tesc. No: 39907

1. Köle

FORSEPS YÖNTEMLİ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NO:7

- 1- Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren perkütan trakeostomiye özel bir forseps aracılığıyla yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Forseps tekrar kullanılabilirdir.
- 3- Forsepsin atravmatik forseps ayakları olmalı ve forsepsin ucu içinden guide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış oluk olmalıdır.
- 4- Forseps farklı boyda trakeostomi kanüllü setler kullanılabilirdir.
- 5- Forsepsli ve forsepsiz set seçenekleri mevcut olmalıdır.
- 6- Forsepsli setleri bulunan ünitelerin kullanacağı forsepsiz setlerde bu teknikle kullanılan setlerle aynı malzeme (forseps hariç) ve paketlemeye sahip olmalıdır.
- 7- Set içinde; bistüri, enjektör, 14G intravenöz kanül, kılavuz tel, tek dilatatör, trakeostomi kanülü ile bağı ve forsepsli setlerde özel forseps bulunmalıdır.
- 8- Set içindeki özel kılavuz tel teflon kaplı olup travmaya sebep olmaması için j uçlu olmalıdır.
- 9- Tek dilatatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.
- 10- Setin içinde, özel olarak bu set için tasarlanmış olan obturatoru delik olan kablolu trakeostomi kanülü bulunmalıdır.(istenilen set miktarının yarısı kadar sayıda çift kablolu kanül, diğer yarısı kadar subglottik aspirasyon kanallı kanül verilmelidir)
- 11- Setlerdeki trakeostomi kanülleri 7 numara olmalıdır.
- 12- Tüm forsepsli ve forsepsiz setler steril ve tekli paketlerde bulunmalıdır. Kutu üzerinde son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 13- Her 10 adet set için 1 adet forseps bölüme verilmelidir.(metal, sterilize edilebilir)

Prof. Dr. Lale KARADİRK
T.C. Gazi Üniversitesi
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6702 Dip. Tes. No: 39307

Uzm. Dr. Sarıya MAMMADOVA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Yönetim Baskım
Dip. No: 017369 Tesc. No: 704563